



BioInteraction® Algérie

THE IVD'S GUIDING LIGHT



SITE WEB

biointeractiondz.com

QR
À VENIR

CATALOGUE NUMÉRIQUE

bientôt disponible

CATALOGUE PRODUITS

Équipements & réactifs de laboratoire d'analyses médicales

Biochimie, hématologie, hémostase, analyse des urines, auto-immunité, allergie et parasitologie — solutions certifiées CE-IVD, distribuées et maintenues par une équipe technique de proximité.

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ EN ALGÉRIE

ERBA Mannheim · Generic Assays · Medipan · HOB Biotech · LDBio Diagnostics




SOMMAIRE

Cinq partenaires, une seule adresse.

+370 références au catalogue

THE IVD'S GUIDING LIGHT



Édition imprimée — pagination indiquée pour référence rapide. Version numérique : sommaire cliquable.

ERBA Mannheim

Biochimie clinique, hématologie, hémostase, analyse des urines et chaîne ELISA — la gamme la plus large du catalogue, fabriquée selon les normes européennes.

I.1 BIOCHIMIE CLINIQUE

Automates & spectrophotomètre

Du laboratoire de proximité au plateau à forte charge : trois automates random access et un spectrophotomètre semi-automatisé.

INS00002

ERBA XL 200

Système entièrement automatisé conçu pour les laboratoires en croissance et de taille moyenne.

- 200 tests/h, 400 avec module ISE
- 45 cuvettes réutilisables en verre trempé
- Plateau réactifs 50 positions réfrigéré
- 39 positions échantillons/contrôles

INS00008

ERBA XL 640

Accroît la productivité pour les charges de travail plus importantes.

- 400 tests/h, 640 avec module ISE
- 72 cuvettes en verre dur réutilisables
- 80 positions échantillons
- 56 positions réactifs

INS00009

ERBA XL 1000

Photomètre à diffraction avancé pour une sensibilité et une linéarité maximales.

- 800 tests/h, 1040 avec module ISE
- 147 cuvettes · 23 racks · 115 positions échantillons
- 2 plateaux réactifs, 43 positions
- 2 agitateurs indépendants, 3 vitesses

RÉACTIFS ADAPTÉS — ERBA XL SYSTÈME

RÉF.	RÉACTIF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	TESTS/KIT
XSYS0001	ALB 440	Albumin	10×44	2000
XSYS0002	ALP 110	Alkaline Phosphatase	2×44 / 2×11	500
XSYS0003	AMY 110	Alpha Amylase	5×22	500
XSYS0017	ALT/GPT 330	ALT/GPT	6×44 / 6×11	1500
XSYS0046	ASO	Antistreptolysine (O)	2×40 / 2×10	400
XSYS0016	AST/GOT 330	AST/GOT	6×44 / 6×11	1500
XSYS0028	BIL D 330	Bilirubin Direct	6×44 / 6×11	1200
XSYS0023	BIL T 330	Bilirubin Total	6×44 / 6×11	1200
XSYS0007	CA 120	Calcium	10×12	500
XSYS0009	CHOL 440	Cholesterol	10×44	2000
XSYS0047	CRP	C-Reactive Protein	2×40 / 2×10	400
XSYS0024	CREA 275	Creatinine Jaffe	5×44 / 5×11	1250
XSYS0085	CREA ENZ 200	Creatinine Enzymatic	5×30 / 5×10	750
XSYS0022	CK 110	Creatine Kinase	2×44 / 2×11	500
XSYS0029	CK MB 110	Creatine Kinase MB	2×44 / 2×11	500
XSYS0011	GGT 110	Gamma Glutamyl Transf.	2×44 / 2×11	500
XSYS0012	GLU 440	Glucose	10×44	2000
XSYS0096	HbA1c 2R	HbA1c – 2R	2×21 / 2×7	200
XSYS0043	HDL C 160	HDL Direct	4×30 / 4×10	600
XSYS0049	FE 125	Iron / Fer	4×25 / 4×6,5	440
XSYS0101	FRTN	Ferritin	2×15 / 2×7,7	200
XSYS0013	LDH 110	Lactate Dehydrogenase – P	2×44 / 2×11	500
XSYS0044	LDL C 80	LDL Direct	2×30 / 2×10	300
XSYS0081	LIP 110	Lipase	2×44 / 2×11	500
XSYS0040	MG 88	Magnesium	2×44	400
XSYS0083	MAL	Microalbumin	2×30 / 2×6,3	300
XSYS0027	MP 120	Microprotein	10×12	500
XSYS0015	PHOS 120	Phosphorus	10×12	500
XSYS0048	RF	Rheumatoid Factor	2×40 / 2×8	400
XSYS0018	TP 440	Total Protein	10×44	2000
XSYS0041	TG 440	Triglycerides	10×44	2000
XSYS0050	UIBC 125	UIBC	4×25 / 4×6,5	440
XSYS0020	UREA 275	Urea	5×44 / 5×11	1250
XSYS0021	UA 275	Uric Acid	5×44 / 5×11	1000

CONTRÔLES & CALIBRANTS — ERBA XL SYSTÈME

RÉF.	CONTRÔLE / CALIBRANT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
BLT00080	ERBA NORM	ERBA Normal	4×5
BLT00081	ERBA PATH	ERBA Pathologique	4×5
XSYS0034	XL MULTICAL	XL Multicalibrator	4×3
XSYS0066	XL WASH	XL Wash	4×100
XSYS0082	XL AUTOWASH AC/AL	XL Auto Wash AC/AL	5×44 + 5×44
BLT20013	CRP CON H	CRP Control High	1×1
BLT20014	CRP CON L	CRP Control Low	1×1
XSYS0053	CRP CAL SH	CRP Calibrator	1×1
BLT20042	FRTN CON L	Ferritin Control Low	1×1
BLT20041	FRTN CON H	Ferritin Control High	1×1
XSYS0104	FRTN CAL	Ferritin Calibrator	1×1
XSYS0098	HbA1c 2R CON L	HbA1c 2R Control Low	4×0,5
XSYS0099	HbA1c 2R CON H	HbA1c 2R Control High	4×0,5
XSYS0097	HbA1c 2R CAL SET	HbA1c 2R Calibrator Set	5×0,5
BLT20033	MAL CON	Microalb Control	1×1
BLT20032	MAL CAL	Microalb Calibrator	1×1
BLT20039	RF CON	RF Control	1×1
XSYS0052	RF CAL SH	RF Calibrator	1×1
BLT20004	ASO CON	ASO Control	1×1
XSYS0051	ASO CAL SH	ASO Calibrator	1×1
XSYS0061	HDL/LDL CAL	HDL/LDL Calibrator	2×1
BLT20034	MULTICON L1	Multicontrol Level 1	1×1
BLT20035	MULTICON L2	Multicontrol Level 2	1×1
XSYS0125	XL CLEANER	XL Cleaner	4×100

INS00014



ERBA Chem-7

Semi-automatisé haute spécification : chimie clinique, immuno-turbidimétrie, coagulation.

- Système à 3 cuvettes
- Suivi des réponses en temps réel
- QC 3 niveaux + cartes Levey-Jennings
- Imprimante thermique intégrée

RÉACTIFS BIOCHIMIE — SYSTÈME OUVERT (ERBA CHEM-7 & COMPATIBLES)

RÉF.	RÉACTIF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	TESTS/KIT
BLT00001	ALB 250	Albumin	5×50 / 1 STD	250
BLT00003	ALP AMP 150	Alkaline Phosphatase	4×30 / 1×30	150
BLT00006	AMY SINGLE 100	Alpha Amylase	5×20	100
BLT00052	ALT/GPT 250	ALT/GPT	4×50 / 1×50	250
BLT00050	AST/GOT 250	AST/GOT	4×50 / 1×50	250
BLT00009	BIL D 200	Bilirubin Direct	4×50 / 1×6	200
BLT00010	BIL T 200	Bilirubin Total	4×50 / 1×6	200
BLT00011	BIL T&D 200	Bilirubin Total & Direct	2×50 + 2×50 / 1 STD	200
BLT00015	CA 100	Calcium	2×50 / 1 STD	100
BLT00034	CHOL 5x50	Cholesterol	5×50 / 1 STD	500
BLT00020	CREA 200	Creatinine	2×50 + 2×50 / 1 STD	200
BLT00017	CK 100	Creatine Kinase	4×20 / 1×20	100
BLT00018	CK MB 100	Creatine Kinase MB	4×20 / 1×20	100
BLT00023	GGT 100	Gamma Glutamyltransferase	4×20 / 1×20	100
BLT00025	GLU 500	Glucose	2×250 / 2 STD	500
BLT00028	HDL 80	HDL Direct	2×30 / 2×10	160
BLT00032	HDL PREC 100	HDL PREC	2×50 / 1 STD	200
BLT00037	LDH 100	Lactate Dehydrogenase – P	4×20 / 1×20	100
BLT00043	LDL C DIRECT 80	LDL Cholesterol Direct	1×60 / 1×20	160
BLT00049	MG 250	Magnesium	1×250 / 1 STD	250
BLT00047	PHOS 100	Phosphorus	2×50 / 1 STD	100
BLT00054	TP 250	Total Protein	5×50 / 1 STD	250
BLT00057	TG 100	Triglycerides	2×50 / 1 STD	100
BLT00061	UREA 250	Urea	4×50 / 1×50 / 1 STD	250
BLT00062	UA SINGLE 200	Uric Acid	4×50 / 1 STD	200

I.2 ANALYSE DES IONS

Analyseur d'électrolytes — EC 90

Analyse des électrolytes (Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} ...) par biocapteurs, en complément de la biochimie clinique.

INS00079



ERBA EC 90 — Ionogramme

Nouvelle génération d'analyseurs d'électrolytes à biocapteurs.

- Écran tactile couleur 8,4"
- Cartouches tout-en-un, CV <1%
- Étalonnage auto 1 pt/heure, 2 pts/12h
- 35 s d'analyse, 90 µL d'échantillon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES — ERBA EC 90

ÉCRAN

8,4" couleur tactile, 600×800 px

VOLUME ÉCHANTILLON

90 µL

DÉBIT

90 échantillons/h · 35 sec/analyse

ÉTALONNAGE

Auto 1 pt/heure + 2 pts/12h

STOCKAGE

10 000 échantillons

DIMENSIONS · POIDS

425×268×334 mm · <8 kg

ALIMENTATION

100–240 VAC, 50/60 Hz, 60 W

IMPRIMANTE

Thermique intégrée, 24 colonnes

ANALYSE DES IONS — ERBA EC 90

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
REG00065	EC cartridge XS	250 tests / 2 mois
REG00058	EC cartridge S	500 tests / 3 mois
REG00056	EC cartridge M	1000 tests / 3 mois
REG00057	EC cartridge L	3000 tests / 3 mois
REG00066	EC cartridge XS plus iCa	250 tests / 2 mois
REG00061	EC cartridge S plus iCa	500 tests / 3 mois
REG00062	EC cartridge M plus iCa	1000 tests / 3 mois
REG00063	EC cartridge L plus iCa	3000 tests / 3 mois
REG00059	EC Urine Diluent	100mL

Analyseurs différentiels 3 à 6 populations

De l'entrée de gamme au haut débit avec réticulocytes : quatre automates couvrant tous les volumes de laboratoire.

INS00077



ERBA H360

Analyseur différentiel nouvelle génération à trois populations.

- 3 populations, 22 paramètres, 60 tests/h
- 3 modes : sang total, capillaire, pré-dilution
- Technologie de prévention des précipités
- Écran tactile 10,4" · 50 000 messages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES — ERBA H360

MODES ANALYTIQUES

Sang total, prédilution, capillaire

VOLUME ÉCHANTILLON

9 µL (sang total) · 20 µL (prédilué/capillaire)

PRINCIPE DE MESURE

Impédance électrique (RBC/PLT/WBC/DIFF) · colorimétrie sans cyanure (Hb)

DÉBIT

Jusqu'à 60 tests/h

STOCKAGE

50 000 résultats avec graphiques


DIMENSIONS · POIDS

364×477×417 mm · 25 kg

RÉACTIFS — ERBA H360

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
HEM00028	Erba H360 Dil	20 L
HEM00029	Erba H360 Lyse	500 mL
HEM00023	ELite H Clean	50 mL
HEM00033	Erba H3 CON L	3 mL
HEM00034	Erba H3 CON N	3 mL
HEM00035	Erba H3 CON H	3 mL
HEM00027	ELite HEM Calibrator	3 mL

INS00078



ERBA H560

Analyseur différentiel nouvelle génération à cinq populations.

- 5 populations, 32 paramètres, 60 tests/h
- Cytométrie en flux à 3 angles
- Dosage automatique du diluant
- Analyse progressive des plaquettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES — ERBA H560

MODES ANALYTIQUES Manuel, prédilution, capillaire	PARAMÈTRES · GRAPHIQUES 26 paramètres rapportables · 3 histogrammes + 4 cytogrammes
VOLUME ÉCHANTILLON Sang total 15 µL (CBC seul 11 µL) · prédilué/capillaire 20 µL	PRINCIPE DE MESURE Impédance (RBC/PLT/WBC) · cytométrie laser 3 angles (DIFF) · colorimétrie sans cyanure (Hb)
DÉBIT 60 tests/h	STOCKAGE 50 000 résultats avec graphiques
DIMENSIONS · POIDS 364×498×431 mm · 26,5 kg	ALIMENTATION 100–240 V AC, 50/60 Hz, ≤200 VA

RÉACTIFS — ERBA H560

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
HEM00030	Erba H560 Dil	20 L
HEM00031	Erba H560 Lyse1	200 mL
HEM00032	Erba H560 Lyse2	500 mL
HEM00023	ELite H Clean	50 mL
HEM00024	ELite H5 CON L	3 mL
HEM00025	ELite H5 CON N	3 mL
HEM00026	ELite H5 CON H	3 mL
HEM00027	ELite HEM Calibrator	3 mL

INS00071



ERBA Elite 580

Analyseur différentiel nouvelle génération à cinq populations.

- 5 populations, 29 paramètres, 80 tests/h
- 1× scattergram 3D, 3× scattergram 2D
- 3 modes de calibration
- Avec passeur d'échantillon


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES — ERBA ELITE 580

PARAMÈTRES 26 paramètres rapportables	PRINCIPE DE MESURE Impédance (WBC/RBC/PLT) · réactif sans cyanure (Hb) · cytométrie en flux + diffusion laser à semi-conducteur · canal basophile indépendant
DÉBIT Jusqu'à 80 échantillons/h	MODE DE TEST CBC seul · CBC+DIFF
STOCKAGE Jusqu'à 100 000 résultats (numériques + graphiques)	DIMENSIONS · POIDS 620×620×535 mm · 56 kg
ALIMENTATION 100–240 V AC, 50/60 Hz, ≤300 VA	ENVIRONNEMENT 15–30°C · humidité 30–85% · 70–106 kPa

RÉACTIFS — ERBA ELITE 580

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
HEM00019	ELite H580 Dil	20 L
HEM00020	ELite H580 Lyse1	500 mL
HEM00021	ELite H580 Lyse2	500 mL
HEM00022	ELite H580 Lyse3	1 L
HEM00023	ELite H Clean	50 mL
HEM00024	ELite H5 CON L	3 mL
HEM00025	ELite H5 CON N	3 mL
HEM00026	ELite H5 CON H	3 mL
HEM00027	ELite HEM Calibrator	3 mL

INS00087



ERBA H7100

Analyseur différentiel nouvelle génération à six populations.

- 6 populations, 70 paramètres, 100 tests/h
- CBC+Diff, CBC+DIFF+RET, CBC+RET
- Cytométrie de flux par fluorescence
- Hb colorimétrie sans cyanure
- Avec passeur d'échantillon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES — ERBA H7100

PARAMÈTRES 70+ (42 rapportables + 29 recherche, sang total)	TECHNOLOGIE Cytométrie en flux par fluorescence + diffusion laser + impédance
DÉBIT Jusqu'à 100 tests/h	VOLUME ÉCHANTILLON Sang total 35 µL · prédilué/capillaire 20 µL
MARQUEURS CLINIQUES AVANCÉS NLR, PLR, LMR, IG, IME, IPF, PLT-O, RET%/RET#/RET-He/IRF/LFR/MFR/HFR	STOCKAGE 150 000 résultats avec graphiques
DIMENSIONS · POIDS 665×870×820 mm · 100 kg	ALIMENTATION 100-240 V AC, 50/60 Hz, 200 VA (stabilisateur intégré)

RÉACTIFS — ERBA H7100

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
HEM00044	H7100 Dil	20 L
HEM00045	H7100 Dil Ret	1 L
HEM00047	H7100 Lyse 1	500 mL
HEM00048	H7100 Lyse 2	1 L
HEM00054	H7100 Fluro Diff	42 mL
HEM00052	H7100 Fluro Ret	24 mL
HEM00064	H Clean	4 mL
HEM00055	Erba H7 CON	3×3 mL
HEM00057	Erba H7 CON N	3 mL
HEM00059	Erba H7 Ret CON	3×3 mL
HEM00061	Erba H7 Ret CON N	3 mL
BLT00083	LEUCODIF 200	3×(2×100) mL

I.4 HÉMOSTASE

Coagulomètre & automate d'hémostase

Semi-automatisé 4 canaux ou random access entièrement automatisé, pour la coagulation, la chromogénie et l'immuno-turbidimétrie.

INS00060



ERBA ECL 412

Coagulomètre, analyseur semi-automatique à quatre canaux.

- Écran tactile couleur 7"
- Coagulation, chromogènes, immuno-turbidimétrie
- Connexion LIS série ou Ethernet

INS00070



ERBA ECL 760

Analyseur de coagulation entièrement automatisé, accès aléatoire, tests de routine et STAT.

- 7 canaux de mesure, 8 positions incubation 37°C
- 72 positions cuves de réaction
- Calibration auto/manuelle, 6 points
- +10 000 courbes de données stockées

RÉACTIFS — ERBA ECL (SEMI OU ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ)

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
EHL00001	ERBA Prottime TP	4×5 mL
EHL00003	ERBA Actime TCK	6×5 mL
EHL00005	ERBA Thrombin Reagent Fibrinogène	2×5 mL
EHL00012	Erba Standard Plasma	5×1 mL
EHL00014	ERBA Control N	10×1 mL
EHL00015	ERBA Control P	10×1 mL
EHL00020	ERBA Calcium Chloride	10×10 mL
EHL00021	ERBA Owren's Veronal Buffer	6×25 mL
EHL00049	Erba D-Dimer R 60	1×4 mL
EHL00019	Erba D-Dimer Control N + P	10×1 mL

I.5 ANALYSE DES URINES

Chimie des urines

Du lecteur de bandelettes portable à l'analyseur combiné chimie + sédiments.

INS00064



Laura Smart

Élimine l'interprétation subjective de la réponse chromatique des bandelettes.

- Standard 60 éch./h ou Smart Timing® 240 éch./h
- Mode portable sur piles
- Identification séquentielle / ID échantillon
- Contrôle automatique à chaque connexion

RÉACTIFS BANDETTES — LAURA SMART

RÉF.	RÉACTIF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
URPH0028	DekaPHAN Laura	Leucocytes, nitrite, pH, protéine, glucose, urobilinogène, bilirubine, cétones, sang, densité, CP	100 bandelettes
URPH0029	MicroalbuPHAN Laura	Densité, microalbumine, créatinine, CP	50 bandelettes
REG00053	Urinorm	Contrôle	2×(3×15 mL)

INS00065



Laura XL

Combine bandelettes urinaires et microscopie numérique des sédiments.

- Chimie jusqu'à 160 tests/h, sédiments 125 tests/h, hybride 125 tests/h
- 10 paramètres chimiques, 16 catégories de sédiments
- Cuvettes réutilisables, maintenance auto

RÉACTIFS BANDETTES — LAURA XL

RÉF.	RÉACTIF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
URPH0030	DekaPHAN Auto	Leucocytes, nitrite, pH, protéine, glucose, urobilinogène, bilirubine, cétones, sang, densité	100 bandelettes
URPH0031	UndekaPHAN Auto	Leucocytes, nitrite, pH, protéine, glucose, urobilinogène, bilirubine, cétones, sang, densité, acide ascorbique	100 bandelettes
REG00060	Urinorm XL	Contrôle	2×120 mL

Laveur & lecteur de microplaques

Deux instruments complémentaires pour automatiser le traitement de vos plaques ELISA.

52000131



ERBA Lisa Wash

Laveur automatique ELISA de microplaques.

- 50 protocoles définis par l'utilisateur
- Plaques U, V, fond plat
- Tête de lavage 8 / 12 canaux
- Volume résiduel $\leq 3 \mu\text{L}$

52000121



ERBA Lisa Scan

Lecteur de microplaques ELISA programmable.

- 100 protocoles programmables
- Lecture min. 8 s pour plaque 96 puits
- Logiciel ELI-LIMS, gestion QC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES — ERBA LISA WASH

PROTOCOLES

64 protocoles de lavage programmables

TÊTES DE LAVAGE

8 ou 12 canaux au choix

VOLUME DE LAVAGE

50–450 μL par incréments de 5 μL

PRÉCISION · EXACTITUDE

<5% à 300 μL

VOLUME RÉSIDUEL

$\leq 2 \mu\text{L}$ (fond U/V) · $\leq 3 \mu\text{L}$ (fond plat)

CYCLES DE LAVAGE

Jusqu'à 9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES — ERBA LISA SCAN

SYSTÈME

Ouvert · 100 programmes de test utilisateur

LECTURE

Mono/bi/multi-chromatique · système optique 8 canaux

FILTRES STANDARDS

405/450/492/630 nm (+3 optionnels)

TEMPS DE LECTURE

8 sec (rapide) / 16 sec (normal), plaque 96 puits

PLAGE · RÉOLUTION

0,0–4,0 DO · résolution 0,001 DO

DIMENSIONS · POIDS

502×369×216 mm · 7 kg

Generic Assays

Auto-immunité : réactifs ELISA, DOT et IFI en format manuel, ou automatisés sur Dot Diver 2.0.

VI.1 AUTO-IMMUNITÉ — RÉACTIFS MANUELS

ELISA, DOT et IFI

Gamme complète pour le diagnostic des maladies auto-immunes, en format 96 tests, DOT qualitatif ou lame d'immunofluorescence.

RÉACTIFS ELISA MANUELS

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
3002	Medizym® Anti TPO	96 tests
3102	Medizym® Anti Tg (Thyroglobuline)	96 tests
3505	Medizym® TRA human (Récepteur TSH)	96 tests
3506	Medizym® IA2 M (protéine Tyrosine phosphatase)	96 tests
3507	Medizym® Anti GAD M	96 tests
3806	Medizym® IAA (Insuline)	96 tests
3600	Anti Intrinsic Factor	96 tests
3610	Anti GPC (Cellule gastrique pariétale)	96 tests
3665	Anti CCP	96 tests
3710	GliaDea IgA (Gliadine déamidée)	96 tests
3810	GliaDea IgG (Gliadine déamidée)	96 tests
4033	Anti hu tTG IgA (Transglutaminase)	96 tests
4044	Anti hu tTG IgG (Transglutaminase)	96 tests
4035	CeliaK EmA IgA (Endomysium)	96 tests
4045	CeliaK EmA IgG (Endomysium)	96 tests
3950	Pancreatitis GP2	96 tests
3900	Anti ASGPR (Récepteur Asialoglycoprotéine)	96 tests
4006	ASCA IgA (Saccharomyces cerevisiae)	96 tests
4007	ASCA IgG (Saccharomyces cerevisiae)	96 tests
4010	ANA screen	96 tests
4012	ANA Pro	96 tests
4015	Anti dsDNA	96 tests

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
3750	Anti GP2 IgA (Glycoprotéine 2)	96 tests
3850	Anti GP2 IgG (Glycoprotéine 2)	96 tests
4036	Anti β 2GP-I Screen	96 tests
4041	Anti β 2GP-I (β 2 Glycoprotéine)	96 tests
4014	Anti cardiolipine screen	96 tests
4016	Anti cardiolipine IgG IgM	96 tests
4050	Anti Phospholipid Screen	96 tests
4056	Anti phosphatidyl-sérine	96 tests
4027	RF IgA	96 tests
4046	RF IgM	96 tests
4085	RF IgG	96 tests
4058	Anti MPO	96 tests
4259	Anti PR3	96 tests
4052	Anti M2	96 tests
4053	Anti LKM1	96 tests
4067	Anti Faktor H	48 tests
6012 / 6013	Helicobacter pylori Antigen	48 / 96 tests

RÉACTIFS DOT MANUELS QUALITATIFS

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
5003	Dot Anti gangliosid	20 tests
5012	Dot Anti phospholipide 10	20 tests
4028	Dot ANCA	20 tests
4030	Dot HepAk plus (Profil hépatique)	24 tests
4099	Dot HepAk 7plus (Profil hépatique)	24 tests
4074	Dot ANAscl plus	24 tests
4049	Dot PMScl plus	24 tests
4289	Line ANA 12	20 tests
4291	Line ANA 18	20 tests
4202	Line CeliaK IgG	20 tests
4208	Line CeliaK IgA	20 tests
4220	Line BiermAK	20 tests

RÉACTIFS IFI MANUELS

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
8101	ANA HEP-2 Plus	120 tests (10 lames de 12 puits)
81040	ANA HEP-2 Plus	480 tests (40 lames de 12 puits)
86048	IFA EmA (Endomysium)	48 tests (12 lames de 4 puits)
86096	IFA EmA (Endomysium)	96 tests (12 lames de 8 puits)
81050	IFA plus nDNA	60 tests (10 lames de 6 puits)
81100	IFA plus nDNA	120 tests (10 lames de 12 puits)
8049	IFA Anti-MuSK (Tyrosine kinase)	60 tests (10 lames de 6 puits)
83048	IFA AMA (Mitochondrie)	48 tests (12 lames de 4 puits)
84048	IFA ASMA (Muscle lisse)	48 tests (12 lames de 4 puits)
85048	IFA Triple substrat LKS	48 tests (12 lames de 4 puits)
85096	IFA Triple substrat LKS	96 tests (12 lames de 8 puits)
85848	IFA ICA (Cellules des îlots de Langerhans)	48 tests (12 lames de 4 puits)
86148	IFA ASA (Antigènes cutanés)	48 tests (12 lames de 4 puits)
86448	IFA Anti-GBM	48 tests (12 lames de 4 puits)
87061	IFA plus cANCA	60 tests (10 lames de 6 puits)
87161	IFA plus pANCA	60 tests (10 lames de 6 puits)
87261	IFA ANCA Dual	24 tests (6 lames de 4 puits)
8063	CytoBead® ANCA	48 tests (6 lames de 8 puits)
8064	CytoBead® CeliAK	48 tests (6 lames de 8 puits)
8065	CytoBead® ANA	80 tests (10 lames de 6 puits)
8220	CytoBead® ANA 2	80 tests (10 lames de 6 puits)

Dot Diver 2.0

Automatiser la lecture des DOT/LINE de la gamme Generic Assays.

5075



Dot Diver 2.0

Système compact et intégré pour les immuno-dosages LINE/DOT.

- Cartouches jetables préremplies
- 1 à 24 échantillons
- Logiciel Dot Diver 2.0, évaluation fiable
- Scanner intégré

RÉACTIFS DOT AUTOMATISÉS — DOT DIVER

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
5014	DotDiver CeliAK IgA	24 tests
5015	DotDiver CeliAK IgG	24 tests
5016	DotDiver ANA	24 tests
5017	DotDiver PmScl	24 tests
5045	DotDiver PmScl 12	24 tests
5066	DotDiver ANAcyto 10	24 tests
5020	DotDiver Quantrix ANA	24 tests
5018	DotDiver ANCA	24 tests
5019	DotDiver BiermAK	24 tests
5070	DotDiver HepAK 10	24 tests
5021	DotDiver HepAK 7plus	24 tests
50301	DotDiver Anti Gangliosid screen	24 tests
50381	DotDiver Anti Gangliosid IgG	24 tests
50391	DotDiver Anti Gangliosid IgM	24 tests
5035	DotDiver ANA PCNA	24 tests
50401	DotDiver Anti Phospholipid IgG	24 tests
50411	DotDiver Anti Phospholipid IgM	24 tests
5069	DotDiver Scleroderma 10	24 tests
5093	DotDiver Myositis 12	24 tests
5291	DotDiver ANA 18	24 tests



Medipan

Société sœur de Generic Assays, spécialisée dans l'immunofluorescence automatisée pour le diagnostic des maladies auto-immunes.

VII.1 IMMUNOFLUORESCENCE AUTOMATISÉE

Akiron Neo

Imagerie d'immunofluorescence standardisée et traitement des données, avec la gamme de réactifs Aklides®.



4450

Akiron Neo

Imagerie d'immunofluorescence standardisée et traitement des données. Avec IA.

- Microscope motorisé, objectif 20x
- Filtres bleu/vert/rouge, LED 3 longueurs d'onde
- Motif, intensité, point final-titre
- Platine motorisée x-y, 2 lames de 12 tests

RÉACTIFS IFI AUTOMATISÉS — AKLIDES®

RÉF.	RÉACTIF	CONDITIONNEMENT
4060	AKLIDES® cANCA	60 tests (10 lames de 6 puits)
4072	AKLIDES® pANCA	60 tests (10 lames de 6 puits)
4063	AKLIDES® ANA plus (HEP 2)	480 tests (40 lames de 12 puits)
4065	AKLIDES® ANA plus (HEP 2)	120 tests (10 lames de 12 puits)
4117	AKLIDES® AMA	48 tests (12 lames de 4 puits)
4119	AKLIDES® ASMA	48 tests (12 lames de 4 puits)
4121	AKLIDES® Triple substrat LKS	48 tests (12 lames de 4 puits)
4122	AKLIDES® Triple substrat LKS	96 tests (12 lames de 8 puits)
4123	AKLIDES® Anti-GBM	48 tests (12 lames de 4 puits)
4125	AKLIDES® ASA	60 tests (10 lames de 6 puits)
4129	AKLIDES® ICA	48 tests (12 lames de 4 puits)
4131	AKLIDES® EmA Endomysium	48 tests (12 lames de 4 puits)
4132	AKLIDES® EmA Endomysium	96 tests (12 lames de 8 puits)
4282	AKLIDES® nDNA	60 tests (10 lames de 6 puits)
4270	AKLIDES® CytoBead® ANCA	48 tests (6 lames de 8 puits)
4271	AKLIDES® CytoBead® CeliAK	48 tests (6 lames de 8 puits)
4272	AKLIDES® CytoBead® ANA	80 tests (10 lames de 8 puits)
4277	AKLIDES® CytoBead® ANA 2	80 tests (10 lames de 8 puits)
4281	AKLIDES® CytoBead® RPGN	48 tests (6 lames de 8 puits)
4471	AKLIDES® ANCA Dual	60 tests (10 lames de 6 puits)

HOB Biotech

Automates de chimiluminescence pour l'auto-immunité et l'allergie, avec une bibliothèque de réactifs BioCLIA parmi les plus larges du catalogue.

VIII.1 AUTOMATES BIOCLIA

Chimiluminescence auto-immunité & allergie

Deux débits pour couvrir du laboratoire de proximité au plateau technique à forte charge — connexion bidirectionnelle middleware sur les deux.

MA01073



BioCLIA 1900

Chimiluminescence auto-immunité & allergie.

- 12 pos. auto-immunité + 33 pos. allergie
- Jusqu'à 40 échantillons en chargement
- 75 tests/h, 1er résultat en 48 min
- Zone réactif réfrigérée

MA00502



BioCLIA 500

Chimiluminescence auto-immunité & allergie.

- 12 pos. auto-immunité + 33 pos. allergie
- Jusqu'à 24 échantillons en chargement
- 120 tests/h, 1er résultat en 48 min
- Zone réactif réfrigérée

RÉACTIFS CLIA AUTO-IMMUNITÉ — BIOCLIA 1900 / 500

RÉF. (50T)	RÉACTIF
MY00097C	BioCLIA-dsDNA (contrôle et calibrant inclus)
MY00098C	BioCLIA-Ro-60 (contrôle et calibrant inclus)
MY00099C	BioCLIA-SS-B/La (contrôle et calibrant inclus)
MY00100C	BioCLIA-nRNP/Sm (contrôle et calibrant inclus)
MY00101C	BioCLIA-Sm (contrôle et calibrant inclus)
MY00102C	BioCLIA-Jo-1 (contrôle et calibrant inclus)
MY00103C	BioCLIA-Scl-70 (contrôle et calibrant inclus)
MY00104C	BioCLIA-Ro-52 (contrôle et calibrant inclus)
MY00105C	BioCLIA-Rib-P (contrôle et calibrant inclus)
MY00106C	BioCLIA-PCNA (contrôle et calibrant inclus)

RÉF. (50T)	RÉACTIF
MY00107C	BioCLIA-PM-Scl (contrôle et calibrant inclus)
MY00108C	BioCLIA-His (contrôle et calibrant inclus)
MY00109C	BioCLIA-CENP-B (contrôle et calibrant inclus)
MY00110C	BioCLIA-Nuc (contrôle et calibrant inclus)
MY00111C	BioCLIA-MPO (contrôle et calibrant inclus)
MY00112C	BioCLIA-PR3 (contrôle et calibrant inclus)
MY00113C	BioCLIA-GBM (contrôle et calibrant inclus)
MY00114C	BioCLIA-gp210 (contrôle et calibrant inclus)
MY00115C	BioCLIA-sp100 (contrôle et calibrant inclus)
MY00116C	BioCLIA-LKM-1 (contrôle et calibrant inclus)
MY00117C	BioCLIA-LC-1 (contrôle et calibrant inclus)
MY00118C	BioCLIA-AMA-M2 (contrôle et calibrant inclus)
MY00119C	BioCLIA-SLA/LP (contrôle et calibrant inclus)
MY00120C	BioCLIA-aCL-A (contrôle et calibrant inclus)
MY00121C	BioCLIA-aCL-G (contrôle et calibrant inclus)
MY00122C	BioCLIA-aCL-M (contrôle et calibrant inclus)
MY00123C	BioCLIA-aCL-A/M/G (contrôle et calibrant inclus)
MY00124C	BioCLIA-β2GP1-A (contrôle et calibrant inclus)
MY00125C	BioCLIA-β2GP1-G (contrôle et calibrant inclus)
MY00126C	BioCLIA-β2GP1-M (contrôle et calibrant inclus)
MY00127C	BioCLIA-β2GP1-A/M/G (contrôle et calibrant inclus)
MY00128C	BioCLIA-RF-A (contrôle et calibrant inclus)
MY00129C	BioCLIA-RF-G (contrôle et calibrant inclus)
MY00130C	BioCLIA-RF-M (contrôle et calibrant inclus)
MY00131C	BioCLIA-RF-A/M/G (contrôle et calibrant inclus)
MY00132C	BioCLIA-CCP (contrôle et calibrant inclus)
MY00133C	BioCLIA-IAA (contrôle et calibrant inclus)
MY00138C	BioCLIA-h-tTG-A (contrôle et calibrant inclus)
MY00139C	BioCLIA-h-tTG-G (contrôle et calibrant inclus)
MY00140C	BioCLIA-DGP Gliadine-A (contrôle et calibrant inclus)
MY00141C	BioCLIA-DGP-G (contrôle et calibrant inclus)
MY00142C	BioCLIA-GAD (contrôle et calibrant inclus)
MY00143C	BioCLIA-IA2 (contrôle et calibrant inclus)
MY00144C	BioCLIA-ICA (contrôle et calibrant inclus)
MY00147C	BioCLIA-ENA Mix-1 (contrôle et calibrant inclus)
MY00980C	BioCLIA-CTD (contrôle et calibrant inclus)
MY00146C	BioCLIA-IF (contrôle et calibrant inclus)
MY00145C	BioCLIA-PCA (contrôle et calibrant inclus)
MY01704C	BioCLIA-MDA5 (contrôle et calibrant inclus)

Conditionnement : 50 tests/kit.

VIII.2 ALLERGIE

RÉACTIFS COMMUN

RÉF.	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
MY00405	BioCLIA-Substrate 4×600 tests	4×600 tests
MY01312	Conjugate and Microparticle Reagent Kit	150 tests
MY01315	Calibrator and Control Set	CAL 0,5 mL×7 · CON 1 mL×2
MY00404	BioCLIA System Wash buffer	6×1 L
MY00965	BioCLIA Sample Diluent	100 mL

IGE SPÉCIFIQUES

RÉF.	CODE ALLERGÈNE	TESTS	RÉF.	CODE ALLERGÈNE	TESTS
MY01317	BioCLIA Total IgE Reagent Kit — TOTAL (50 tests)				
MY01190	G3	50 tests	MY01284	E1	50 tests
MY01191	G8	50 tests	MY01285	E5	50 tests
MY01192	G12	50 tests	MY01286	F2	50 tests
MY01193	T3	50 tests	MY01287	F3	50 tests
MY01194	T4	50 tests	MY01288	F4	50 tests
MY01195	F1	50 tests	MY01289	F10	50 tests
MY01196	F203	50 tests	MY01290	F13	50 tests
MY01197	T11	50 tests	MY01291	F14	50 tests
MY01198	E94	50 tests	MY01292	F23	50 tests
MY01199	G6	50 tests	MY01293	F24	50 tests
MY01200	K82	50 tests	MY01294	F27	50 tests
MY01201	T9	50 tests	MY01295	F88	50 tests
MY01202	F44	50 tests	MY01296	F245	50 tests
MY01203	F45	50 tests	MY01297	W1	50 tests
MY01204	F47	50 tests	MY01298	W6	50 tests
MY01205	F84	50 tests	MY01299	T12	50 tests
MY01206	F85	50 tests	MY01300	M6	50 tests
MY01207	F89	50 tests	MY01301	M3	50 tests
MY01208	F92	50 tests	MY01302	H1	50 tests
MY01209	T7	50 tests	MY01303	I6	50 tests
MY01210	T23	50 tests	MY01688	BioCLIATOP	50 tests
MY01211	F20	50 tests	MY01306	Sx1	50 tests
MY01212	D202	50 tests	MY01307	Fx5	50 tests
MY01213	D203	50 tests	MY01689	Fx27	50 tests
MY01214	F423	50 tests	MY01690	Fx24	50 tests
MY01215	F351	50 tests	MY01691	F17	50 tests
MY01216	T224	50 tests	MY01692	Mx1	50 tests

RÉF.	CODE ALLERGÈNE	TESTS	RÉF.	CODE ALLERGÈNE	TESTS
MY01217	T215	50 tests	MY01693	Gx1	50 tests
MY01218	G213	50 tests	MY01694	D201	50 tests
MY01219	F76	50 tests	MY01695	F256	50 tests
MY01220	F77	50 tests	MY01696	F31	50 tests
MY01221	F78	50 tests	MY01697	I1	50 tests
MY01222	Fx25	50 tests	MY01698	I3	50 tests
MY01223	Fx26	50 tests	MY01699	M2	50 tests
MY01224	Fx28	50 tests	MY01700	F75	50 tests
MY01282	D1	50 tests	MY01701	F422	50 tests
MY01283	D2	50 tests	MY01702	F424	50 tests

RÉACTIFS DOTS MANUELS — BIOLINE

RÉF.	PRODUIT	CONDITIONNEMENT
MB00268	BioLINE Allergy Kit FOOD FD-1 + CCD	24 tests
MB00269	BioLINE Allergy Kit INHALATION INH-1 + CCD	24 tests
MB00272	BioLINE Allergy Kit MIX-20, A	24 tests
MB00277	BioLINE Allergy Kit MIX-14, A1	24 tests
MB00278	BioLINE Allergy Kit INH-7, A2	24 tests
MB00279	BioLINE Allergy Kit INH-7, A3	24 tests
MB00273	BioLINE Allergy Kit MIX-20, B	24 tests
MB00280	BioLINE Allergy Kit INH-10, B1	24 tests
MB00281	BioLINE Allergy Kit FD-10, B2	24 tests
MB00274	BioLINE Allergy Kit MIX-20, C	24 tests
MB00282	BioLINE Allergy Kit INH-10, C1	24 tests
MB00283	BioLINE Allergy Kit INH-10, C2	24 tests
MB00275	BioLINE Allergy Kit MIX-20, D + CCD	24 tests
MB00284	BioLINE Allergy Kit MIX-16, D1 + CCD	24 tests
MB00285	BioLINE Allergy Kit INH-10, D2 + CCD	24 tests
MB00286	BioLINE Allergy Kit FD-8, D3	24 tests
MB00287	BioLINE Allergy Kit MIX-12, D4 + CCD	24 tests
MB00276	BioLINE Allergy Kit MIX-20, E	24 tests

LDBio Diagnostics

Parasitologie et mycologie : Western Blot de référence et tests rapides pour le diagnostic sérologique au lit du patient.

IX.1 WESTERN BLOT

Sérologie parasitaire & fongique

Douze cibles parasitaires et fongiques, chacune disponible en 12, 24 ou 96 tests.

RÉF.	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
TOP-WBGM	Toxoplasma WB IgG-IgM	12 / 24 / 96 tests
TXA-WBG	Toxocara WB IgG	12 / 24 / 96 tests
LES-WBG	Leishmania WB IgG	12 / 24 / 96 tests
ECH-WBG	Echinococcus WB IgG	12 / 24 / 96 tests
CYS-WBG	Cysticercosis WB IgG	12 / 24 / 96 tests
TRI ES-WBG	Trichinella ES WB IgG	12 / 24 / 96 tests
SCH II-WBG	Schisto II IgG	12 / 24 / 96 tests
FAS ES-WBG	Fasciola ES WB IgG	12 / 24 / 96 tests
TOXO II G	Toxo II IgG	12 / 24 / 96 tests
T2MM	Toxo II IgM	12 / 24 / 96 tests
ASP-WBG	Aspergillus WB IgG	12 / 24 / 96 tests
CHA-WBG	Chagas WB IgG	12 / 24 / 96 tests
PEO-WBG	PEO WB IgG	12 / 24 / 96 tests

RÉACTIFS ANNEXES WESTERN BLOT

RÉF.	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
WB-DE125	R2 – Sample Buffer	30 mL / 125 mL
WB-IG30	R3 – Anti IgG Conjugate	30 mL / 60 mL
WB-IM60	R4 – Anti IgM Conjugate	30 mL / 60 mL
WB-IA30	R8 – Anti IgA Conjugate	30 mL
WB-SA125	R5 – NBT BCIP Substrate	30 mL / 125 mL
WB-LC60	R6 – Washing Buffer	60 mL / 125 mL
B200	UviBio Microsporidiae	10 mL
WBPP08	Incubation Tray 8 Channels	unité

IX.2 TESTS RAPIDES

ICT IgG-IgM

Diagnostic immunochromatographique rapide, résultat qualitatif en quelques minutes.

RÉF.	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
TOXO Ab ICT	Toxoplasma ICT IgG-IgM	20 / 100 tests
BILZ Ab ICT	Schistosoma ICT IgG-IgM	20 / 100 tests
ASPG Ab ICT	Aspergillus ICT IgG-IgM	20 / 100 tests
MPEO Ab ICT	PEO ICT IgG-IgM	20 / 100 tests

À PROPOS

NOTRE MISSION

Permettre aux laboratoires algériens de diagnostiquer avec précision en leur fournissant des solutions **fiables, certifiées et accompagnées** par un service technique de proximité.

Actifs depuis 2016 dans le domaine du diagnostic médical, nous commercialisons des solutions innovantes et de grande qualité en équipements, réactifs et consommables de laboratoires d'analyses médicales — avec le même niveau d'exigence sur chaque référence, du réactif au SAV.



BioInteraction® Algérie

ADRESSE

313 Rue du Colonel Bougara,
Alger Plage, Bordj El Bahri — Alger

CONTACTS

Commercial : +213 770 08 54 53
+213 560 88 08 16 —
sales@biointeractiondz.com
SAV : +213 770 74 72 50
+213 560 88 08 30 —
sav@biointeractiondz.com

TÉLÉPHONE

+213 28 46 48 30
+213 28 46 48 90
support@biointeractiondz.com
biointeractionalgerie@gmail.com

SUIVEZ-NOUS

LinkedIn / Facebook : Bio Interaction Algérie